



GLICOTRACK

FUNCIONALIDADES E REQUISITOS



Equipe do Projeto (Grupo 4)


Discentes

- Lauro Antenor Augusto de Souza Santos;
- Leonardo Carvalho da Cruz;
- Kyslon Matos Costa;
- Victor Lucas Nascimento Fontes;
- Gustavo Henriques.

Docente

- Layse Santos Souza.

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis



Funcionalidades

Principais Funcionalidades (1/2)



Registro de Glicemia

Permite registrar a glicemia de forma rápida e simples, incluindo informações sobre o momento da medição. Essencial para acompanhamento.



Registro de Insulina

Complementa o registro mantendo o histórico das doses aplicadas. Facilita o tratamento pelo paciente e profissional de saúde.



Contagem de Carbos

Registro da quantidade de carboidratos consumida nas refeições, auxiliando na compreensão da relação entre alimentação e glicemia.



Exclusão de dados

Permite que o usuário exclua seus registros e solicite a exclusão dos dados armazenados no Firebase.

Principais Funcionalidades (2/2)



Classificação por Cores

Apresentação visual intuitiva: verde (normal), vermelho (hipoglicemia) e laranja (hiperglicemia), ideal para usuários com baixa familiaridade tecnológica.



Alerta de Hipoglicemia

Emissão de alerta visual e sonoro imediato quando a glicemia estiver abaixo de 70 mg/dL, aumentando a segurança do usuário.



Histórico e Gráficos

Exibição dos registros em linha do tempo e gráfico semanal de variabilidade glicêmica, facilitando análises em consultas médicas.



Armazenamento Offline-First

Salvar os registros imediatamente no armazenamento local, sincronizando-os posteriormente com o Firebase quando houver conexão.




Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais (1/2)

ID	Requisito Funcional
RF01	O sistema deve permitir que o usuário registre o valor de sua glicemia de forma rápida.
RF02	O sistema deve permitir identificar o momento em que a glicemia foi medida (ex: antes/depois da refeição).
RF03	O sistema deve permitir que o usuário registre as doses de insulina aplicadas.
RF04	O sistema deve permitir o registro da quantidade de carboidratos consumida nas refeições.
RF05	O sistema deve classificar visualmente o resultado da glicemia de acordo com a faixa configurada.
RF06	O sistema deve emitir um alerta visual e sonoro quando o valor registrado for inferior a 70 mg/dL.

Requisitos Funcionais (2/2)

ID	Requisito Funcional
RF07	O sistema deve identificar visualmente valores acima da faixa normal (cor laranja).
RF08	O sistema deve permitir que o usuário consulte os registros anteriores de glicemia.
RF09	O sistema deve apresentar um gráfico de linha com os registros e a variabilidade glicêmica da semana.
RF10 / RF11	O sistema deve permitir a geração e compartilhamento de relatório em PDF com os dados registrados.
RF13 / RF14	Salvar os registros localmente de forma imediata e sincronizar com Firebase quando houver conexão.
RF15	Permitir o registro e consulta dos dados principais mesmo offline (sem conexão com a internet).



Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional
RNF01	Facilidade de uso: A interface deve utilizar linguagem simples e evitar jargões técnicos desnecessários.
RNF02	Armazenamento local: Os registros devem ser armazenados localmente de forma imediata, garantindo o funcionamento da aplicação mesmo sem internet.
RNF03	Fonte ampliada: A tela de registro deve utilizar uma fonte grande para facilitar a visualização por idosos e usuários com dificuldades de leitura.
RNF04	Integridade dos registros: A ausência de conexão com a internet não deve resultar na perda de uma medição registrada pelo usuário.
RNF05	Registro: O sistema deve registrar uma medição em menos de três segundos.
RNF06	Privacidade: O sistema deve proteger os dados pessoais e de saúde armazenados pelo usuário.



Exemplo de CRUD

Operações de gerenciamento de dados no
GlicoTrack

Operações CRUD no Sistema

Criar (C) & Consultar (R)


Create: O usuário poderá inserir uma nova medição de glicemia, doses de insulina, carboidratos consumidos, momento da medição e observações relacionadas.

Read: O usuário poderá visualizar e consultar todo o seu histórico de registros anteriores, incluindo a visualização do gráfico semanal.

Atualizar (U) & Excluir (D)

Update: Permite que o usuário corrija informações registradas incorretamente e altere parâmetros de perfil, como a sua "faixa ideal" de glicose.

Delete: Garante autonomia (conforme LGPD) para o usuário excluir registros específicos ou solicitar a exclusão de todos os seus dados armazenados no Firebase.



Funcionalidade Mais Importante

Registro de Glicemia

Por que é essencial?

É a função central e o alicerce de todo o aplicativo. Ela atende de forma direta e imediata à necessidade primária do usuário: o monitoramento seguro da glicemia.

Sem esta funcionalidade, todos os outros recursos (gráficos, alertas, relatórios e controle de insulina) deixariam de existir, pois dependem dos dados gerados por este registro.





**Obrigado pela
atenção!**

